



Doküman No: İYÜ-GT08

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
10.04.2002	Birim İsminde Değişiklik Yapıldı	1
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2
08.12.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Şenay TİLKİ

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT08

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Hasta başı monitörünün doğru olarak kullanılmasını sağlamak.
- 2. KAPSAM:** İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Cihaz magnetik rezonanslı ortamlarda kullanılmamalıdır.
 - 3.2.** Cihazın elektriğe takılı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 - 3.3.** Cihaz batarya ile çalıştırılacak ise bataryaların dolu olup olmadığı kontrol edilmeli ve bataryaların tam şarjlı durumda kalması sağlanmalıdır.
 - 3.4.** Opsiyonel dış bataryalar kullanılıyor ise bataryaların tam yerleştiğine dikkat edilmelidir.
 - 3.5.** Cihaz arka tarafta bulunan On / OFF (açma /kapama) tuşuna bir defa basma ile açılmakta iki defa basma ile kapanmaktadır.
 - 3.6.** Cihaz hareketli ayak üzerinde kullanılacak ise monitörün ayak üzerine tam olarak monte edildiğine ve emniyet vidasının tam olarak yerleştiğine dikkat edilmelidir.
 - 3.7.** Modüller rastgele bir sıra ile yerleştirilebilir gerektiğinde monitör çalışırken takılıp çıkarılabilirler.
 - 3.8.** Modüllerin tam yerleştiğine dikkat edilmelidir.
 - 3.9.** Modüllerin hasta bağlantı girişleri birbirinden farklı olarak dizayn edilmiştir.
 - 3.10.** Hasta bağlantılarının doğru modüle ve tam olarak yapılmasına dikkat edilmelidir.
 - 3.11.** Cihaz açıldığında herhangi bir ölçüm başlatmadan önce cihazın takılı modülleri görmesi beklenmelidir.
 - 3.12.** Cihazın ön yüzündeki saat yönlerinde hareketli (selectknob) tuş ile ekranın sol tarafında görülen program menüsü içinde istenilen parametreye ve fonksiyona ulaşılmaktadır.
 - 3.13.** Program menüsü iki dakika kullanılmadığı takdirde kendiliğinden ya da kullanıcı isteği ile kapanmaktadır.
 - 3.14.** Program menüsünün tekrar ekranda görülebilmesi için selectknob'a basılmalı ya da çevrilmelidir.
 - 3.15.** Bir parametreye ait ölçüm yapılabilmesi için menüden seçilerek aktif hale getirilmelidir.
 - 3.16.** Hasta kabloları hortumları ve diğer aksesuarlarında hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.



Doküman No: İYÜ-GT08

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

TAŞINABİLİR HASTA BAŞI MONİTÖRÜ KULLANMA TALİMATI

3.17. NIBP (tansiyon) ölçümlerinde hortumun kıvrılmamasına manşon ebadının hastaya uyumlu olmasına manşonun hasta kolunu fazla sıkılmamasına dikkat edilmelidir.

3.18. EKG ölçümlerinde elektrotların tam yerleşmiş olmasına leadlerin doğru takıldığına dikkat edilmelidir.

3.19. IB (invaziv basınç) ve CO₂ ölçümlerinden önce kablo ve hortumlar kontrol edilmelidir.

3.20. Cihaz ölçüme başlamadan önce aktif tüm parametreler için gerekli ayarlar (limit ayarları alarm ayarları vb.) yapılmalıdır. Değişiklik yapılmadığı takdirde fabrika ayarları geçerli olacaktır.

3.21. Cihaza yeni bir hasta bağlamadan önce bir önceki hastanın verileri discharge edilmelidir. Aksi takdirde önceki hastanın parametre ayarlarına göre ölçüm yapılacaktır.