



Doküman No: İYÜ-GT17

Yürürlük Tarihi: 20.12.2011

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

ASPIRATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Güzin BALÇILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT17

Yürürlük Tarihi: 20.12.2011

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

ASPIRATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

1.AMAÇ: Aletin doğru bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.KAPSAM: İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.

3.UYGULAMA:

3.1 Aletin fişi prize takılır.

3.2 Açma-Kapama anahtarı (0) konumundan (I) getirip yeşil plot lambanın yandığını gözleyin. Cihaz çalışmaya başlayacaktır.

3.3 Aspirasyon hortumunun çıkış ucunu elinizle kapatarak cihazın vakum yaptığını kontrol ediniz.

3.4 Cihazın egzoz çıkışını kapatmayınız. Cihazın arkasına en az 20 cm'lik hava boşluğu bırakınız.

3.5 Cihaz kullanımını sona erdiğinde cihaz mutlaka kapatılmalıdır. Bunun için cihazın açma kapama anahtarını(0) konumuna getirip pilot lambanın söndüğünü kontrol ediniz.

3.6 Cihazı patlayıcıların bulunduğu veya oksijence zengin bir ortamda kullanmayınız. Aksi halde, patlama veya yangın tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz.

4.TOPLAMA KAVANOZU SÖKME VE BOŞALTMA

Kullanım sırasında toplama kavanozunda biriken atık seviyesi kavanoz üzerindeki "maksimum" seri çizgisini geçmemelidir. Maksimum seviye çizgisine kadar dolan toplama kavanozları derhal boşaltılmalıdır. Toplama kavanozu boşaltmak için;

4.1 Cihazın açma-kapama anahtarını "0" konumuna getirerek cihazı kapatınız.

4.2 Kavanoz kapağındaki beyaz ve yeşil konnektörlere takılı olan aspirasyon hortumunu çekerek çıkarınız.

4.3 Kavanozu gövedisinden tutup yukarı doğru kaldırarak aksesuar rayından ayırınız.

4.4 Kavanozu klinik alanı dışına çıkardıktan sonra kavanoz kapağını tutma kulpundan çekerek açınız.

4.5 Kavanoz içersinde toplanan atıklar "**kontamine tıbbi atık**" olarak değerlendirilmelidir.

4.6 Kavanoz kapağını tutma kulpundan bastırarak kapatınız.

4.7 Kavanoz kapağını kapatılması sırasında emniyet şamandıra sisteminin beyaz konnektörün altına takılmış olduğunu kontrol ediniz.

4.8 Toplama kavanozu kapağının kapatılması sırasında, kapak contasının, toplama kavanozunun ağzını düzgün bir şekilde kapattığını kontrol ediniz. Aksi halde kapak ile kavanoz arasında hava kaçağı oluşacak ve cihazın performansı (vakum gücü düşecektir).



Doküman No: İYÜ-GT17

Yürürlük Tarihi: 20.12.2011

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

ASPIRATÖR CİHAZI KULLANMA TALİMATI

5. TEMİZLİK

5.1 CİHAZIN TEMİZLİĞİ

Her kullanımdan sonra cihazın dış yüzeyi, mahfazası, bakteri filitre yuvası ve kapağı, egzoz yuvası ve kapağı, toplama kavanozları ve kapağı, aspirasyon hortumları ve ajutaj (konik uç) dezenfekte edilmelidir. Bunun için uygun bir dezenfektan kendi kullanma talimatına göre kullanılabilir. Operasyon öncesinde, cihazın sonda kabına dezenfektanlı su koyunuz. Cihazın kullanımı sırasında, aspirasyon hortumu ve uç parçaları dezenfektanlı su dolu sonda kabı içinde muhafaza edilmelidir. Cihaz ve aksesuarları kullanımı öncesinde iyice kurulmalıdır.

6.1 STERİLİZASYON

Cihazın toplama kavanozları içerisindeki atıklar döküldükten ve yıkandıktan sonra otoklavda 134 °C da steril edilmelidir.