



Doküman No: DRM-GT03

Yürürlük Tarihi: 18.01.2017

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

WOOD LAMBASI KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Işıl GÜRER

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Meltem ÖZULU

Dermatoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DRM-GT03

Yürürlük Tarihi: 18.01.2017

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

WOOD LAMBASI KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Wood Lambasının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat uygulamayı yapacak Dermatoloji hekimlerini kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Cihazın önünde siyah bir açma-kapama düğmesi vardır.

3.2. Siyah düğmeye basılarak cihaz açılır. Ekranda mor bir ışık yanar. Hekim gerekli cilt incelemesini karanlık ortamda yaptıktan sonra, siyah düğmeye tekrar basarak kapatır.

3.3. İşlem bittikten sonra cihaz yerine takılı bırakılır.