



Doküman No: MÜD-GT18

Yürürlük Tarihi: 10.09.2001

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 07.03.2014

MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
21.06.2002	İçerik Değişikliği Yapıldı	1
25.10.2005	İçerik Değişikliği Yapıldı	2
07.03.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Sevda YÜCEL

Müdahale Odası Hemşiresi

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA

MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK TALİMATI

1.AMAÇ: Bu talimat, Müdahale Odası'nda dezenfektasyonun nasıl sağlandığını açıklamak amacıyla yazılmıştır.

2. KAPSAM: Bu talimat, Müdahale Odası'nın temizliğini yapan kişileri ve Müdahale Odası'ndan Sorumlu kişiyi kapsamaktadır.

3. UYGULAMA:

3.1. MÜDAHALE ODASI TEMİZLİĞİ:

Müdahale Odası'nın günlük temizliğinde 1 kişi, haftalık temizliğinde ise 2 kişi çalışmaktadır. Müdahale Odası'nın temizliğinde kullanılan yer ve yüzey dezenfektanlarından bazıları ve özellikleri aşağıda belirtilmektedir:

3.1.1. SURFANİOS: Yer ve yüzey dezenfektanıdır. 8 litre suya 20 ml 1 pompa surfanios konularak hazırlanır. Yerler, duvarlar, kapılar, dolaplar, tavan lambaları ve silinebilir diğer eşyalar bu solüsyon ile temizlenir.

3.1.2. MİKROZİD LİQUİD SPREY: Etken maddesi 25 gr. Etanol ve 35 gr. Propanol bulunan yüzey dezenfektanıdır. Cerrahi masa, endoskopi üniteleri, tezgah üzerleri ve gün içerisinde kirlenen tüm yüzeylerde kullanılır.

3.1.3. HEXANİOS: Etken maddesi glutaraldehidir. Kirlenen cerrahi aletler 1 litre suya 10cc hexanios konularak hazırlanmış konsantre solüsyona atılır. 15 dakika bekletildikten sonra fırçalanarak yıkanır ve su ile durulandıktan sonra otoklavda steril edilir.

3.1.4. GIGASEPT FF: Etken maddesi 11 gr. Süksinildialdehit, 3gr. Dimetoksitetrahidrofuran içeren yüksek aldehitli konsantre solüsyondur. Cerrahi aletlerin ve endoskopik aletlerin soğuk sterilizasyonunda kullanılır. Aletler ve endoskoplar %10'luk konsantre solüsyonda 15 dk. bekletildikten sonra steril serum fizyolojik ile durulandıktan sonra kullanılır.

MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK TALİMATI

3.2. MÜDAHALE ODASI ATIK ÇÖPLERİ:

3.2.1. Odada iki adet tıbbi atık çöp kovası ve bir kağıt atık kovası vardır.

Tıbbi atıklar gün içerisinde kırmızı tıbbi atık poşetinde biriktirilir

Ve akşam temizliğinde SRM'nin tıbbi atık kovasına atılır.

3.2.2. İğne uçları ve bistüri uçları naylon kovalarda biriktirilir, dolunca ağzı kapatılarak tıbbi atık kovasına atılır.

3.2.3. Kağıt atıklar birikince kağıt atık kumbarasına atılır.

3.3. MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK VE DEZENFEKTASYONU:

3.3.1. GÜNLÜK TEMİZLİK:

3.3.1.1. Hergün öğlen 12:30- 13:30 ve 16:00-17:00 saatleri arasında çöpler toplanır, tıbbi atık çöpleri kırmızı atık poşetinde biriktirilerek tıbbi atık kovasına atılır.

3.3.1.2. Yerler konsantre dezenfektanlı solüsyonla paspaslanır.

3.3.1.3. Odadaki klima çalıştırılarak, odanın havalandırılması sağlanır.

3.3.1.4. Tezgah üstü, cerrahi masa üstü ve kirlenen tüm yüzeyler yüzey dezenfektanları ile silinir.

3.3.1.5. Kirlenen cerrahi aletler, dezenfektanlı solüsyonda 15 dk. bekletilip fırçalanarak yıkanır, kurulanır ve otoklavda sterilizasyonu sağlanır.

3.3.1.6. Hergün mesai bitiminde odada bulunan iki adet ultraviyole ışığı açılarak, sabah mesai başlangıcına kadar odanın genel dezenfeksiyonu sağlanır.

3.3.2. HAFTALIK TEMİZLİK:

3.3.2.1. Her hafta pazartesi günleri 09:00- 12:00 saatleri arasında genel temizlik yapılır.

3.3.2.2. Camlar her hafta deterjanlı su ile silinir.

3.3.2.3. Duvarlar tavana kadar, kapılar, tavan lambaları, dolaplar, tabureler, ameliyat masası ve odadaki tüm cihazlar dezenfektanlı solüsyonla silinir.

3.3.2.4. Lavabolar, çöp kovaları ciflenir. Odada bulunan tüm tıbbi cihazlar ve eşyalar yüzey dezenfektanı ile silinir.

3.3.2.5. Onbeş günde bir mikrobiyoloji uzmanının kontrolünde odanın

MÜDAHALE ODASI TEMİZLİK TALİMATI

10 ayrı yerinden kültür alınıp, sonuçlar değerlendirilerek dosyalanır. Kültür, giriş(yer), Cerrahi masa üstü, Ameliyat masası üstü, Ameliyat masası ayağı, Tavan lambası, Endoskopi yıkama ünitesi, Endoskopi ünitesi trolleyi, tezgah üstü, dolap kapağı, klima süzgeci gibi belirli yerlerden alınır,sonuç mikrobiyoloji uzmanı ile değerlendirilir.