



Doküman No: DİS-GT01

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

TERMİNATÖR KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|-----------------------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |
| 25.10.2005 | İçerik değişikliği yapıldı. | 1 |

HAZIRLAYAN: Murat ÖZLER

Diş Ünitesi Birim amiri

İMZA

ONAYLAYAN: Emine ÇELİK

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DİS-GT01

Yürürlük Tarihi: 12.10.2000

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 25.10.2005

TERMİNATÖR KULLANMA TALİMATI

- 1. AMAÇ:** Mikromotor ve Airtör başlıklarının dezenfeksiyonu sağlamaktır.
- 2. KAPSAM:** Tüm Dişhekimleri ve teknisyenleri.
- 3. UYGULAMA:**
 - 3.1.** Cihazın solüsyon kutusu takılır.
 - 3.2.** Cihaz, açma-kapama düğmesinde açılır.
 - 3.3.** Gerekğinde başlıklar aletin içine sokularak dezenfekte edilir
 - 3.4.** İş bitiminde cihaz kapatılır.
 - 3.5.** Arıza olduğunda birim sorumlusuna haber verilir.