



Doküman No: DRM-GT02

Yürürlük Tarihi: 18.01.2017

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

DERMATOSKOP KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Işıl GÜRER

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Meltem ÖZULU

Dermatoloji Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: DRM-GT02

Yürürlük Tarihi: 18.01.2017

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi:

DERMATOSKOP KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: Bu talimatın amacı, Dermatoskopi cihazının doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat uygulamayı yapacak Dermatoloji hekimlerini kapsar.

3. UYGULAMA:

3.1. Cihazın sol tarafında '0-1' açma- kapama düğmesi vardır.

3.2. Cihaz '1' konumuna getirilerek açılır. Hekim tarafından gerekli inceleme yapılır.

3.3. Sonrada cihaz '0' konumuna getirilerek kapatılır.