



Doküman No: FTR-GT25

Yürürlük Tarihi: 14.02.2007

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## MANİPULASYON YATAĞI KULLANMA TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
02.01.2014	Yönetim Değişikliği Yapıldı	1

HAZIRLAYAN: Fadime KIRBAŞ

Fizyoterapist

İMZA

ONAYLAYAN: Ayşe KARAMERCAN

Fizik Tedavi Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: FTR-GT25

Yürürlük Tarihi: 14.02.2007

Değişiklik No: 1

Değişiklik Tarihi: 02.01.2014

## MANİPULASYON YATAĞI KULLANMA TALİMATI

- 1.AMAÇ:** Manipulasyon yatağını doğru bir şekilde kullanmak.
- 2. KAPSAM:** Tüm Fizyoterapistleri kapsar.
- 3. UYGULAMA:**
  - 3.1.**Yatağın yüksekliği ayarlanarak hasta yatağa transfer edilir.
  - 3.2.**Çalıştırılacak bölge fizyoterapist tarafından pozisyonlanır.Gerekliyorsa kemerle sabitleme yapılır.
  - 3.3.**Yatağın yüksekliği ayarlanarak uygulama yapılır.
  - 3.4.**Uygulama bittiği zaman kemer çıkarılır.Yatağın yüksekliği indirilerek hasta yataktan transfer edilir.