



Doküman No: İYÜ-GT04

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

## O2 TÜPÜ KULLANMA TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0
10.04.2002	Birim İsminde Değişiklik Yapıldı	1
05.10.2005	Yönetim Değişikliği Yapıldı	2
08.12.2014	Yöentim Değişikliği Yapıldı	3

HAZIRLAYAN: Güzin BALCILAR

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT04

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

## O2 TÜPÜ KULLANMA TALİMATI

**1. AMAÇ:** O2 tüpünü doğru bir şekilde kullanmaktır.

**2. KAPSAM:** İlk Yardım Ünitesi hemşirelerini ve sağlık memurlarını kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

**3.1.** O2 kullanımı Doktor istenimi doğrultusunda vücutta yeterli oksijenlemeyi sağlamak için kullanılır.

**3.2.** Oksijen maskesi hastanın ağızını ve burnunu içine alacak şekildedir ve tüpün lastiği hastanın başının arka kısmına tutturulur.

**3.3.** Oksijen tüpü üstündeki vanasından açılır.

**3.4.** 0-15 mm hg arasındaki bir değerden hastaya doktorun order'i uygulanır.