



Doküman No: İYÜ-GT06

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

## OTOSKOP CİHAZI KULLANIM TALİMATI

### DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama                         | Değişiklik No |
|-------------------|----------------------------------|---------------|
| -                 | Yeni yayımlandı                  | 0             |
| 10.04.2002        | Birim İsminde Değişiklik Yapıldı | 1             |
| 05.10.2005        | Yönetim Değişikliği Yapıldı      | 2             |
| 08.12.2014        | Yönetim Değişikliği Yapıldı      | 3             |

HAZIRLAYAN: Şenay TİLKİ

Hemşire

İMZA

ONAYLAYAN: Kutlu KÖSTERİT

İlk Yardım Ünitesi Sorumlusu

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: İYÜ-GT06

Yürürlük Tarihi: 20.10.2000

Değişiklik No: 3

Değişiklik Tarihi: 08.12.2014

## OTOSKOP CİHAZI KULLANIM TALİMATI

**1. AMAÇ:** Otoskop cihazını doğru bir şekilde kullanmaktır.

**2. KAPSAM:** Sağlık ve Rehberlik Merkezin'deki tüm doktorları kapsar.

### **3. UYGULAMA:**

**3.1.** Cihazın fişi takılır.

**3.2.** Cihazın sağ tarafındaki yeşil düğmeye basılarak ışığın yanıp yanmadığı kontrol edilir.

**3.3.** Cihaz kullanılmadığı zaman yine sağ taraftaki yeşil düğmeye basılarak kapatılır.