



Doküman No: KBB-GT04

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

ENDOSKOP KULLANMA TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

Değişiklik Tarihi	Açıklama	Değişiklik No
-	Yeni yayımlandı	0

HAZIRLAYAN: Betül GÜLBULAK

Kulak Burun Boğaz Uzmanı

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: KBB-GT04

Yürürlük Tarihi: 11.02.2013

Değişiklik No: 0

Değişiklik Tarihi: -

ENDOSKOP KULLANMA TALİMATI

1. AMAÇ: KBB biriminde bulunan Endoskopi aletinin, tüm KBB uzmanları ve müdahale odası çalışanlarının kullanması için yöntem belirlemektedir.

2. KAPSAM: Tüm KBB uzmanları ve müdahale odası çalışanlarını kapsar.

3. UYGULAMA: Endoskopi aleti aşağıdaki talimat doğrultusunda çalıştırılır:

3.1. Wolf marka ışık kaynağının on / off düğmesi açılır.

3.2. Endoskop ısıtıcısının on / off düğmesi açılır.

3.3. 0 , 30 , 70 derece endoskoplar veya Telelaringoskop ile muayene yapılır

3.4. İşlem bitiminde on / off tuşundan kapatılır.