



Doküman No: LAB-GT14

Yürürlük Tarihi: 04.07.2000

Değişiklik No: 5

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

BUZDOLABI SICAKLIĞI KONTROLU TALİMATI

DEĞİŞİKLİK DURUMU

| Değişiklik Tarihi | Açıklama | Değişiklik No |
|-------------------|----------------------------|---------------|
| - | Yeni yayımlandı | 0 |
| 14.05.2003 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 1 |
| 21.11.2005 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 2 |
| 21.11.2008 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 3 |
| 04.01.2012 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 4 |
| 17.11.2014 | İçerik Değişikliği Yapıldı | 5 |

HAZIRLAYAN: Esen BOSTANCI

Biyolog

İMZA

ONAYLAYAN: Nusret TAHERİ

Başhekim

İMZA

ONAYLAYAN: Ülkü ÖZEL

Kalite Yönetim Temsilcisi

İMZA



Doküman No: LAB-GT14

Yürürlük Tarihi: 04.07.2000

Değişiklik No: 5

Değişiklik Tarihi: 17.11.2014

BUZDOLABI SICAKLIĞI KONTROLU TALİMATI

1. AMAÇ: Buzdolabı sıcaklığını doğru bir şekilde kontrol edebilmek için yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM: Tüm Laboratuvar çalışanlarını kapsar

3. UYGULAMA:

Laboratuvarda bulunan buzdolabı (-20 C) dipfriz sıcaklıklarının takibi Nanotakip Sistemi ile takip edilmekte olup, sıcaklık parametreleri değiştiğinde, sms ve laboratuvarda sorumlu kişi ile Ayniyat Servisi ndeki personellerin cep telefonlarına bilgi aktarımı yapılmaktadır.

Ayrıca sıcaklık takibi ve uyarı sistemi e-mail olarak gönderilmekte, bilgisayar ortamında da ilgili verilere ulaşılmaktadır.